

## **MODALITA' DI PRELIEVO CAMPIONI -ANIMALI DA REDDITO**

### **LABORATORIO DI PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE**

#### **Feci**

##### ***Bovini e bufali***

Prelevare campioni individuali di feci da 21 soggetti: 7 adulti, 7 manze, 7 vitelli

##### ***Ovini e caprini***

Prelevare campioni individuali di feci da 20 soggetti: 15 adulti e 5 rimonte

Per ogni animale prelevare con un guanto monouso la massima quantità possibile di feci direttamente dall'ampolla rettale, rivoltare il guanto come contenitore, annodare e contrassegnare la categoria.

##### ***Suini***

Prelevare dal pavimento pulito ed asciutto almeno 5 campioni per reparto utilizzando buste di plastica trasparenti

##### ***Conigli***

Prelevare i campioni di feci da 5 gabbie per settore (5 riproduttori, 5 svezzamento e 5 ingrasso, totale = 15), utilizzando reti o "sacchi di mangime" adeguatamente collocati sotto le gabbie, trasferendo poi ciascun campione in buste di plastica trasparenti

##### ***Polli***

Raccogliere in una busta di plastica trasparente 20 feci fresche da punti diversi del capannone

## Raschiati cutanei

### *Bovini e bufali*

- Usare lama di bisturi monouso
- Animali sintomatici: effettuare raschiati cutanei alla periferia della lesione (**Max 21** campioni - uno per animale);
- Animali asintomatici: effettuare raschiati cutanei (uno per animale) come segue

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Regione del collo</b>             | 7 raschiati – uno per animale |
| <b>Base della coda</b>               | 7 raschiati – uno per animale |
| <b>Porzione inferiore degli arti</b> | 7 raschiati – uno per animale |

(Porre il materiale raccolto in provette con etanolo 70%)

### **Sangue e/o siero**

- Per la ricerca di **emoparassiti** utilizzare le provette con anticoagulante idonee al prelievo di sangue.
- Per la diagnosi sierologica utilizzare le provette con gel separatore.

### **Parassiti adulti**

Conservare il parassita adulto da identificare in etanolo 70%.

Dopo la raccolta portare o spedire i campioni in laboratorio entro 24h, oppure conservare i campioni a +4°C e farli pervenire al laboratorio entro massimo 2 giorni dalla raccolta.